

携帯用吸引器  
バキューエイドQSU





## 携帯用吸引器 バキューエイドQSU

静音性、携帯性、吸引力すべてを満たしたスタイリッシュな吸引器。  
従来モデルより作動音を50%低減して、場所を選ばず使用可能です。

### 1 静音性：55dB(バック内53dB)

従来モデルの携帯性及び吸引力は承継しつつ、作動音の50%低減を実現しました。これにより作動音を気にすることなく、どこでも使用できます。

### 2 3電源方式

AC100V 電源での使用はもちろんのこと、バッテリーを内蔵しており、万一の停電時やコンセントから離れた場所でもご利用いただけます。また、自動車のシガレットアダプタに接続して使用する事も可能です。

### 3 吸引圧の調整

吸引圧は圧力計一体型調節ノブにより、吸引圧を確認しながら調整が出来ます。その吸引圧は国際規格 (ISO) に準拠しております。

### 4 オーバーフロー防止機構

吸引ボトルには、オーバーフロー機構が装備されており、内容量が一定量以上になると自動的に吸引が遮断されます。

### 5 デザイン

ホワイト&ブルーでスタイリッシュに。また、フィルターをボトルに内蔵し、圧力計と調節ノブを一体化にしてシンプルなデザインになりました。

#### 製品仕様

吸引圧力(ゲージ)	6.7~73.3kPa(50~550mmHg)
最大排気流量	20 L/分 以上
吸引ボトル容量	800mL
外形寸法	203(W)×216(D)×211(H) mm
本体重量	3kg
電源電圧	DC12V (充電式内蔵バッテリー) 又は AC100~240V 50/60Hz
電源入力	120VA
充電時間	10~17時間
内部電源使用可能時間	約45~60分(連続運転は約30分)

#### 製品情報

商品コード	品名	構成数
M204000925	バキューエイドQSU	1式

#### 標準構成品

商品コード	品名	構成数
—	本体	1台
M204000471	バキューエイド 吸引チューブ	1本
M204000931	QSU ディスポ吸引ボトル (シリコチューブ・フィルターカートリッジ1入)	1個
M204000930	QSU キャリーバック	1個
M204000927	QSU ACアダプタ	1個
M204000932	QSU 電源コード	1個
M204000477	バキューエイド 12VDC電源コード	1個

#### 別途販売品

商品コード	品名
M204000926	QSU シリコチューブ
M204000928	QSU フィルターカートリッジ(1入)
M204000929	QSU フィルターカートリッジ(12入)

◎吸引チューブの先端に吸引カテテルを接続して使用してください。



#### 診療報酬点数表

平成26年4月現在

#### J018 喀痰吸引(1日につき) 48点

注1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に  
行った喀痰吸引の費用は、それぞれ間歇的  
陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含  
まれるものとする。

注2 6歳未満の乳幼児の場合は、75点を加算する。

注3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指  
導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人  
工呼吸指導管理料、区分番号C109に掲  
げる在宅寝たきり患者処置指導管理料又  
は区分番号C112に掲げる在宅気管切開  
患者指導管理料を算定している患者に対  
して行った喀痰吸引の費用は算定しない。

#### C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料 240点

注 当該患者に対する診療を担う保険医療機関  
の保険医が、診療に基づき指定居宅サー  
ビス事業者、介護職員等喀痰吸引等指示書  
を交付した場合に、患者1人につき3月に1回  
に限り算定する。(一部を抜粋)

補足:平成24年4月より、介護サービスの基盤強化のための  
介護保険法等の一部を改正する法律が施行。

#### キャリーバック

キャリーバックに入れたまま本体の  
操作を可能にするデザインを採用し  
ましたので、外出時でもキャリーバ  
ックから取り出す必要がありません。



◎当商品は薬事法第二条に定められた医療機器であり、医師の指示のもとに使用してください。◎購入の際は、購入年月日・販売店など所定の事項を記入した保証書を必ず  
お受けとってください。保証期間内でありましても保証書の提示がないと、修理等が有償になる場合があります。◎改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合があります。  
予めご了承ください。◎このカタログの内容は、2014年4月現在のものです。

#### 製造販売業者



医療カンパニー 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目18番19号  
TEL.03-3578-7810 FAX.03-3578-7819

#### 外国製造業者

DeVilbiss Healthcare  
100 DeVilbiss Drive Somerset, PA 15501 U.S.A

#### 販売業者(代理店)