

# Surfing P0

認証番号 221AKBZX00060000

いつでも、どこでも、  
 ぱっと測定できるパルスオキシメータ。



**便利な 6 モード設定**  
 ワンタッチボタン切り替え

6モード表示切替機能を備えたカラーディスプレイを採用。  
 薄暗い場所でも、左右どちらの指にしても、測定値等が見やすく表示できます。





■仕様

一般的名称	パルスオキシメータ		
販売名	サーフィン PO		
認証番号	221AKBZX00060000		
構成品	———	サーフィン PO ミニ	
対象	小児～成人		
機能	SPO <sub>2</sub>	測定範囲	70～99%
		測定精度	80～99%：±2%
			70～79%：±3%
	脈拍数	測定範囲	30～235bpm
		測定精度	30～100bpm：±2bpm 101～235bpm：2%
6モード表示切替機能*			
10段階輝度調整機能*			
温度湿度	使用時：5～40℃ 保管時：-10～40℃		
	使用時：15～80%RH 結露なきこと		
	保管時：10～80%RH 結露なきこと		
電源	単4アルカリ乾電池2本（連続約30時間使用可能）		
サイズ	高さ34×幅32×奥行58mm	高さ28×幅8×奥行50mm	
重さ	32g（単4電池含まず）	25g（単4電池含まず）	
EMC	JIS T 0601-1-2:2002		

・管理医療器械・特定保守管理医療器械

※6モード表示と10段階輝度調整は、電源を切るたびにデフォルト設定（モード1表示、輝度レベル4）となります。

■6モードワンタッチ表示切り替え。

- ・左右の指で測定・波形の変更可。
- ・体面計測等が容易。

■暗闇でも見やすい、カラーディスプレイ。

- ・数値、脈波波形はブルー、電池残量はイエローで見やすく、鮮明に表示。

■10段階の明るさ調整機能。

- ・どんな計測状態においても、しっかり見やすい画面の明るさを調整。

■自動OFF機能の、省エネ設計。

- ・うっかり消し忘れの心配がなく、無駄な電池消費を防止。

■ディスプレイ表示

- ・酸素飽和度 (SpO<sub>2</sub>%)
- ・電池残量表示 単4アルカリ乾電池 (2本)
- ・脈拍数 (PR bpm)
- ・脈波波形/脈拍バー (いずれか1種類で表示)

■各部の名称

- クリップ
- ストラップ用通し穴
- ディスプレイ
- 電源/調整スイッチ
- フロントパネル
- 指差し込み口
- 電池カバー

■本体側面・ホール部分

サーフィン PO      サーフィン PO ミニ

サーフィン PO ミニのホールは、指の細い方にフィットするサイズ、形状になっています。

※指のサイズは、太さ10mm×長さ30mm以上が必要です。

■本体上面・表示部分

約58mm      約50mm

黄：くま 3343351      ピンク：ぶた 3343352      緑：カエル 3343353

サーフィン PO      サーフィン PO ミニ

**注意** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。

人とともに呼吸する。  
**KOIKE MEDICAL**  
 製造販売元 株式会社小池メディカル  
 本 社 〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8  
 03-5662-6605 (代)  
<http://www.koike-medical.co.jp/>

■お問い合わせは