

参考

ヨックスGL S511

製造販売元
株式会社群馬コイケ

片手で操作、ゲージレス吸引



届出番号	10B2X00014C00010
一般の名称	真空吸引器
クラス分類	■ 一般医療機器 ■ 特定保守管理医療機器

■ 製品仕様

容量	1,200mL
入口吸引圧力	-60～-80kPa
吸引圧力調整範囲	0～-60kPa
吸引圧力調整目盛	OFF、-5、-10、-15、-20、-25、 -30、-35、-40、-45、-50、-55、 -60(kPa)
寸法	W136× D185× H334 mm
重量	1,070g

参考

ヨックスGL S511

ワンタッチ着脱・開閉



グリップを握り親指でカラーボタン/ホワイトボタンを押すだけで、着脱・開閉が可能です。

大きいボタンで操作性が向上し、動作の明示により操作間違いを防ぎます。



吸引した排液を目隠し



患者、その家族に吸引した排液を意識させないボトルカバーです。着脱式なので排液の確認もできます。

ゲージレスコントローラー

片手で必要な目盛に合わせるだけで、ホースを閉塞擦ることなく吸引圧を設定可能です。



自動吸引停止装置/アラーム警報

ボトル内の汚物がFULLラインになると、停止弁が働き、自動的に吸引が停止し、同時にアラームで満杯をお知らせします。

