

高気圧治療モニタ HBOM-2200 バラモ

BARAMO

心電 呼吸 血圧



特 徴

- ECG (心電図)・呼吸・NIBP (非観血血圧) の監視が可能であり、患者さんの状態を総合的に監視することが出来ます。
- 専用大型ポンプ搭載により、2.8気圧までの治療中に、患者さんの血圧が測定できます。
- 各操作ボタンは使用頻度を考えて配置、イラスト化されて一目でわかるようになっています。

< 背面接続部 >



⚠ 注 意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。

製品の色は印刷物です、実際の色と多少異なる場合もあります。

製品の定格及びデザインは、改善等の為に予告なく変更する場合があります。

仕 様

本体

一般的名称	多項目モニタ
販売名	高気圧治療モニタ HBOM - 2200
医療機器認証番号	302AHBZX00013000
電源定格	AC100 ~ 240V、50/60Hz、70VA
電撃保護、程度	クラス I、CF、BF形
安全適合規格	JIS T 0601-1:2017
表示部	8.1インチ TFT カラー液晶 (800 × 600 dots)
操作部	タッチパネル、テンキーボード
記録部	ラインサーマルプリンタ
記録紙	TP - 211 - C3 (紙幅 58mm)
データの記憶	内部半導体メモリ (トレンドデータ: 1500件)
アラーム機能	心拍数・呼吸数・最高血圧・最低血圧
掃引速度	25mm / 秒
重量	9 kg
外形寸法	360 (W) × 229 (D) × 235 (H) ±10%
動作温度・湿度	10 ~ 40℃・30 ~ 85% (ただし結露しないこと)
外部IF	シリアルコネクタ・LANコネクタ

心電図モニタ

誘導方式	3電極法 (I、II、III誘導)
周波数特性	0.3 ~ 40Hz ±10%、ノッチフィルタ 50/60Hz
心拍数計測範囲	30 ~ 300bpm
除細動器の保護	有り

呼吸モニタ

測定方式	インピーダンス方式
周波数特性	0.1 ~ 4Hz
呼吸数計測範囲	5 ~ 99回 / 分

非観血血圧 (NIBP)

測定方式	オシロメトリック法
測定範囲	最高血圧 40~260mmHg、最低血圧 25~200mmHg
測定環境気圧	1.0 ~ 3.0気圧 (0~0.2MPa)

● 管理医療機器

● 特定保守管理医療機器



人とともに呼吸する。

KOIKE MEDICAL

発売元：株式会社 小池メディカル

本 社：〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8

TEL : 03 - 5662 - 6605

koike-medical.co.jp

製造販売元 フィンガルリンク 株式会社

■ お問い合わせは