


## 開閉バルブの移動の仕方について



黒いハンドル部分を持ったり引っ掛けて移動することはNG

メーカー推奨の持つ部分はここ

納品時バルブ部分に触れてしまう場合注意する



### 【POINT】

開閉表示付きのバルブはユーザーが軽い力で開栓できるメリットがありますが、移動時などに力が加わると「ゆるむ」場合があるので気づかずにガスが抜けてしまった事例があるそうです

院内の保管場所から持ち出す際は、推奨部分を持って移動することをお勧めいたします  
★開閉表示のない容器も同様をお願いします